

## Уважаемая/-ый госпожа/господин!

Сегодня врач выписал Вам медикамент против Вашего заболевания дыхательных путей, который Вы будете вдыхать из Diskus®. Diskus® очень прост в применении. Нужно просто открыть, зажать, вдохнуть и закрыть. С правой стороны листка Вы еще раз найдете точную инструкцию по применению.

Каждый Diskus® рассчитан ровно на 60 вдохов. Каждый из них упаковывается отдельно и защищается от влажности. Через маленькое «окошко» Вам будет видно, сколько еще отдельных доз осталось. Последние пять показаны красным цветом. Лечение с помощью Diskus® является длительным. Пожалуйста, точно придерживайтесь указанной дозировки.

Для лечения острого приступа удушья дополнительно необходим быстродействующий бронхорасширяющий препарат.

### 1. Открыть

Сдвиньте задвижку, станет видно насадку и рычаг.



### 2. Зажать

Сдвигайте рычаг, пока не услышите щелчок.



### 3. Вдохнуть

Поставьте вертикально. Один раз глубоко вдохните и выдохните (не дышите в Diskus®). Обхватите насадку губами, глубоко и равномерно вдохните через Diskus®. Ненадолго задержите дыхание.



### 4. Закрыть

Задвиньте назад задвижку.

