

Gentile Signora, egregio Signore,


Il Suo medico Le ha prescritto un farmaco contro la Sua malattia alle vie respiratorie che inalerà dal Diskus®, molto semplice da usare. Basta aprire, tendere, inalare e chiudere. Sul lato destro del foglio trova di nuovo istruzioni dettagliate per l'uso.

Ogni Diskus® contiene esattamente 60 inalazioni, confezionate singolarmente e protette dall'umidità. Nel piccolo oblò può vedere le dosi rimaste. Le ultime cinque vengono indicate in rosso. Il trattamento con il Diskus® è una terapia permanente. Si attenga scrupolosamente al dosaggio indicato.

Per la cura degli attacchi di insufficienza respiratoria acuta occorre inoltre un preparato broncodilatante ad azione rapida.

1. Aprire

Spostare la presa per il pollice, si vedono boccaglio e leva.



2. Tendere

Spostare la leva fino a quando si sente un clic.



3. Inalare

Mettersi in posizione eretta. Inspirare ed espirare profondamente una volta (non espirare nel Diskus®). Chiudere le labbra attorno al boccaglio e inspirare profondamente e uniformemente attraverso il Diskus®. Trattenerne brevemente il respiro.



4. Chiudere

Riportare la presa per il pollice nella posizione iniziale.

