

Estimada señora, estimado señor:

Su médico le he recetado un medicamento para el tratamiento de su enfermedad de las vías respiratorias que deberá inhalar del Diskus®. El Diskus® es muy fácil de utilizar. Sólo tiene que abrirlo, fijarlo, inhalar y cerrarlo. En la parte derecha de esta página encontrará una descripción detallada del modo de empleo.

El Diskus® contiene exactamente 60 dosis para inhalar. Cada una de ellas está envasada individualmente y protegida contra la humedad. En el pequeño indicador podrá controlar cuántas dosis le quedan. Las últimas cinco dosis están marcadas en rojo. El tratamiento con el Diskus® es una terapia de larga duración. Por favor, manténgase exactamente a la dosis indicada.

Para el tratamiento de un ataque agudo de asfixia, necesitará adicionalmente un preparado de acción rápida que amplíe los bronquios.

1. Abrir

Correr el tirador pulgar.
La boquilla y la palanca están a la vista.



2. Fijar

Correr la palanca hasta oír un clic.



3. Inhalar

Mantener una posición erguida. Inspirar y espirar una vez profundamente (no espirar en el Diskus®). Tomar la boquilla entre los labios e inspirar profunda y uniformemente a través del Diskus®. Mantener un instante la respiración.



4. Cerrar

Correr nuevamente el tirador pulgar hasta alcanzar la posición inicial.

